



Comment mettre à jour votre lecteur VITAL'ACT XIRING en version 2.26.



Information :

Cette nouvelle version inclue les tarifs parus au journal officiel en 2012 pour les professions :
Infirmier(e)s (MAU, MCI).
Kinésithérapeutes.
Orthophonistes.
Orthoptistes.

1 Pré requis :

- Utiliser le logiciel Vega5 (logiciel agréé SESAM-Vitale 1.40).
- **Avoir téléchargé toutes les feuilles de soins et empreintes de cartes Vitale pour tous les professionnels de santé utilisant le Vital'Act.**



Astuce : Avant de commencer les manipulations, lire jusqu'au bout cette procédure ou encore mieux, l'imprimer.

2 Préparatifs :


- Allumer votre ordinateur.
- Fermer Vega5.
- Connecter le VITAL'ACT à votre ordinateur.
- Le VITAL'ACT affiche **ATTENTE ORDRE**.

ATTENTION : Laisser connecté le VITAL'ACT durant toute la procédure.

3 Mise à jour logicielle du lecteur SESAM-Vitale :

1. Cliquer sur le lien suivant : http://telecharge4.vega5.fr/hotline/Maj_VITALACT_2.26_1.40.exe
2. Cliquer sur "Exécuter" ou "Ouvrir" ou "Enregistrer" (en fonction de votre navigateur internet).
NB : Il sera peut être nécessaire de "double cliquer" sur le fichier téléchargé.
3. Les fenêtres suivantes apparaissent :

Cliquer sur "Continuer".



Cliquer sur "Valider".





EPSILOG
CS 70017
CASTRIES
34748 VENDARGUES cedex

Département Clientèle : client@epsilog.com
Département Technique : hotline@epsilog.com
SAV lecteurs : lecteur@epsilog.com

D'autres questions sur Vega5 ? Consultez notre F.A.Q. www.epsilog.com/faq

tél : 04 67 91 25 23 fax : 04 67 91 25 26
tél : 04 67 91 25 20 fax : 04 67 91 25 21
tél : 04 67 91 25 20 fax : 04 67 91 25 21



La mise à jour du Vital'Act est terminée, votre lecteur est prêt à être utilisé.